



INFORMATIVA PROTOCOLLO SANIFICAZIONE BIANCHERIA

Come indica la Circolare 0005443-22/02/2020-DGPRES-DGPRES-P del Ministero della Salute, paragrafo “Pulizia di ambienti non sanitari”: la biancheria, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

La lavanderia F.Lli ARTIOLI srl comunica a tutta la clientela di osservare tutte le procedure sotto indicate al fine di garantire un prodotto igienico, lavato, sanificato e disinfettato.

I nostri processi di lavaggio sono conformi alle linee guida indicate nella circolare del ministero della salute.

Come è indicato nella normativa UNI EN 14065 (controllo della biocontaminazione) il lavaggio viene effettuato con:

- detersivo Ecolab ad elevata concentrazione di tensioattivi,
- composti ossidanti come cloro o candeggina con ossigeno attivato,
- ph alcalino 10,5/11 nelle fasi di lavaggio
- idonea temperatura distinta nelle varie fasi,
- tempo di permanenza adeguato per ogni fase di lavaggio.

Protocollo trattamento lavaggio standard biancheria da tavola

Prelavaggio: Tempo 10', detergente, ipoclorito di sodio(candeggina) 15%, temperatura 50°,

Lavaggio: Tempo 20', detergente, soda caustica, acqua ossigenata, temperatura 85°,

Risciacquo: Tempo 10', risciacquo con frequenti cambi bagno,

Neutralizzazione: Tempo 2', acqua più acido citrico che stabilizza il ph attorno al 5.5/6.

Protocollo trattamento lavaggio standard biancheria da letto

Prelavaggio: Tempo 10', detergente, ipoclorito di sodio(candeggina) 15%, temperatura 45°,

Lavaggio: Tempo 20', detergente, acqua ossigenata, temperatura 80°,

Risciacquo: Tempo 10', risciacquo con frequenti cambi bagno,

Neutralizzazione: Tempo 2', acqua più acido citrico che stabilizza il ph attorno al 5.5/6.

La biancheria, dopo il lavaggio, viene pressata, asciugata, stirata a 180°, automaticamente piegata e confezionata in film termoretraibile senza l'ausilio di operatori.

I parametri sopra indicati garantiscono un'efficace azione antimicrobico-virale.

Dette linee guide sono le stesse utilizzate anche nel settore sanitario (non di nostra competenza).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

F.LLI ARTIOLI srl